

Vera

Přenosová deska



Vera je plastová posuvná deska s 360° rotačním diskem.

Je opatřena několika otvory pro odtok vody, což zabraňuje nechtěnému sklouznutí. Bez jakéhokoliv nářadí se snadno instaluje na většinu na trhu dostupných van.

■ Celková šířka	350 mm
■ Celková délka	730 mm
■ Celková výška	175 mm
■ Průměr otočného disku	325 mm
■ Celková hmotnost	3,75 kg
■ Max. hmotnost uživatele	130 kg
■ Barva	bílá
■ Dodatečné informace	CE

Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg. Technické změny vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

