

# Pluo

## Toaletní a sprchovací Kolečková židle

**Pluo je moderní, pohodlná toaletní židle. Sedadlo a zádová opěrka jsou vyrobeny z příjemného, měkkého, snadno omyvatelného plastu.** Specifická výška sedadla je uzpůsobena tak, aby byla vyšší než většina standardních toalet. V modrém nebo bílém provedení si Pluo stále nese perfektní vzhled.



model s 24" koly



model s 5" koly



**VERMEIREN**  
we care for you

## Volitelné příslušenství



boční opěrky



kryt toaletní mísy



bezpečnostní pás



nastavitelná opěrka hlavy



zábrana proti vypadnutí



odnímatelný gelový kryt sedadla



u modelu s 5'' koly lze nastavit výšku sedadla (515 - 605 mm)



u modelu s 5'' koly mohou být všechna 4 kola opatřena brzdou



PU zádová opěrka



PU sedadlo

## Produkty navržené pro vás

**VERMEIREN** se vždy snaží přijít s nejlepším možným řešením, které zajistí vaše osobní potřeby. Stejně tak, jak postupuje technologický pokrok, i my se vám snažíme nabídnout ty nejnovější produkty. Toto je výsledek našeho nepřetržitého výzkumu a zkušeností od roku 1957.

## Garance kvality

Co se týká kvality, **Pluo** splňuje nejvyšší normy stanovené světově uznávanými certifikovanými zkušebními ústavami.

## Technické údaje

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| ■ Celková šířka   | 570 mm / 668 mm             |
| ■ Celková výška   | 1035 mm                     |
| ■ Délková celková | 720 - 785 mm / 910 - 975 mm |
| ■ Složená šířka   | X                           |
| ■ Šířka sedadla   | 480 mm                      |
| ■ Výška područek  | 225 mm                      |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ■ Výška sedadla                | 515 mm         |
| ■ Výška opěradla               | 920 mm         |
| ■ Hloubka sedadla              | 450 mm         |
| ■ Hmotnost                     | 9,7 kg / 14 kg |
| ■ Maximální hmotnost uživatele | 150 kg         |
| ■ Doplnující informace         | CE             |

Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg.  
Technické změny vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

## VERMEIREN ČR s.r.o.

Nádražní 132  
702 00 Ostrava 1  
Česká Republika

[www.vermeiren.cz](http://www.vermeiren.cz)  
[info@vermeiren.cz](mailto:info@vermeiren.cz)



Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.

**VERMEIREN**  
we care for you