

Symboly na výrobku



Typové označení



Katalogové číslo



Sériové číslo



Číslo šarže



Zdravotnický prostředek



Výrobce



Datum výroby



Prohlášení o shodě (ES)



Pozor: důležité informace



Doporučujeme přečíst si návod



Před použitím je nutné přečíst si návod k obsluze.



Nebezpečí skřípnutí



Pouze domácí použití



Max. hmotnost uživatele v kg



Max. bezpečný sklon ve ° (stupních)



Není určeno pro použití jako sedadlo v motorovém vozidle



Lze použít jako sedadlo v motorovém vozidle; vyznačeny upevňovací body



Maximální rychlost



Pouze pro elektrická zařízení: Třída ochrany II



Pouze pro elektrická zařízení: Nepatří do komunálního odpadu! Určeno k recyklaci.



Nosnost košíku